


Descripción del producto:	Gorro de quirófano, redondo, PP, blanco, S
Código de producto:	15401942 (19-170-900)
Material:	14 g/m ² de polipropileno SB
Tamaño:	53 cm – 21"
Presentación:	100 unidades/bolsa, 10 bolsas/envase de cartón
Dimensiones del envase de cartón:	33 x 23 x 26 cm



Elemento	Longitud	Margen	Comentarios
A	53 cm	+/- 2 cm	
B	21 cm	+/- 2 cm	Elástico

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500