


Descripción del producto:	Máscara facial de PP, blanca, 3 capas, con goma de sujeción en las orejas
Código de producto:	15471932 (17-100-898)
Material:	28 g/m <sup>2</sup> + 20 g/m <sup>2</sup> de polipropileno
Tamaño:	17,5 x 9,5 cm
Presentación:	50 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja
Dimensiones del envase de cartón:	37 x 22 x 20 cm



Elemento	Longitud	Margen	Comentarios
A	17,5 cm	+/- 1 cm	
B	9,5 cm	+/- 1 cm	
C	11,5 cm	+/- 1 cm	
D	16 cm	+/- 1 cm	

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
 Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20  
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478  
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00  
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303  
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500