


Descripción del producto:	Cubrezapatos, polietileno, azules, universales
Código de producto:	15451952 (19-170-902)
Material:	76 µm, PE
Tamaño:	42 x 15 cm
Presentación:	300 unidades/bolsa/envase de cartón
Dimensiones del envase de cartón:	31 x 22 x 26 cm



Elemento	Longitud	Margen	Comentarios
A	43 cm	+/- 2 cm	
B	16 cm	+/- 2 cm	
C	14/29 cm	+/- 2 cm	