

Impresora de etiquetas BMP™21-LAB

Exterior robusto, interior genio



La impresora de etiquetas portátil BMP21-LAB, que combina un exterior robusto con funciones de impresión inteligente, resiste a los golpes y sigue funcionando. **Incluye símbolos de laboratorio** y el ajuste de tamaño automático para viales/tubos, más cartuchos “colocar, bloquear y usar”, más una batería recargable de iones de litio, más una garantía de dos años, que se suman en una herramienta potente y asequible para crear etiquetas de una forma rápida y eficiente en cualquier tipo de laboratorio. **Los materiales de etiquetado de gran calidad**, diseñados específicamente para laboratorios, crean etiquetas duraderas de aspecto profesional para sus muestras de laboratorio, entre otras.

Fácil de usar, fácil de comprar... ya no tendrá que usar bolígrafos.

Diseñado para laboratorio

- Materiales disponibles para aplicaciones, como crioviales y portaobjetos
- Símbolos griegos de uso frecuente en laboratorio, estructura intuitiva de menú para símbolos
- La función de etiqueta para viales corta la cinta automáticamente en función del tamaño del vial
- Serialización automatizada
- Impresión de fecha y hora

Fácil uso

- Pantalla LCD de 3 líneas para una visibilidad clara
- Incorpora teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso directo y funciones de menú para facilitar la creación rápida de etiquetas
- Batería* recargable de iones de litio de larga duración
- Tecnología de células inteligentes para la configuración automática de etiquetas
- Aplicación automática de formato para los tipos de etiquetas más usados en laboratorio
- Imán* para un uso y almacenamiento más prácticos en mesas de laboratorio de menor tamaño, y cordón para un uso manos libres
- Impresora ergonómica de equilibrio central con asa de transporte para poder manejarla con facilidad

Variedad y durabilidad excepcionales del material

- Materiales específicos de laboratorio diseñados para resistir los entornos de laboratorio más adversos.
- Etiquetas de gran duración y alta calidad que se adhieren y permanecen adheridas
- Imprime etiquetas de identificación duraderas en tamaño real de 6 a 19 mm de ancho para maximizar la cantidad de datos
- Ajuste la longitud de las etiquetas con material continuo de alto rendimiento
- Dé respuesta a sus necesidades con hasta 7 materiales diferentes duraderos y específicos de la industria

2 AÑOS DE GARANTÍA

*Los accesorios se venden por separado. Batería sólo incluida en el kit de inicio.

Impresora de etiquetas BMP™21-LAB

Referencia	Descripción
139538	Paquete de blíster para la impresora BMP21-LAB

El paquete de blíster contiene: Impresora + Corden + Guía de inicio rápido + Cartucho de etiquetas M21-750-7425



2 AÑOS DE GARANTÍA

Kit de inicio de BMP21-LAB

Referencia	Descripción
134474	Kit de impresora BMP21-LAB para EU

El paquete de impresora contiene: Impresora + Batería de iones de litio + Cable de alimentación + Corden + Guía de inicio rápido + M21-750-7425

Accesorios

Referencia	Descripción
110416	Adaptador de CA — Europa 220 V
139540	Paquete de batería de iones de litio para BMP21-PLUS, BMP21-LAB
110891	Accesorio solo de imán
110892	Accesorio multifuncional

Etiquetas de poliéster transparente para el etiquetado de frascos, matraces y placas



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-430: Poliéster			
M21-375-430	Negro sobre transparente	9,53	6,40
M21-500-430	Negro sobre transparente	12,70	6,40
M21-750-430	Negro sobre transparente	19,05	6,40

Etiquetas de polipropileno para viales, tubos, portaobjetos y placas de pocillos

- Resiste a la exposición al nitrógeno líquido, congelador, baño de agua y autoclave.



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-7425: Polipropileno			
M21-375-7425	Negro sobre blanco	9,53	6,40
M21-500-7425	Negro sobre blanco	12,70	6,40
M21-750-7425	Negro sobre blanco	19,05	6,40

Etiquetas de poliéster blanco ultrafinas para viales, tubos y tubos cónicos



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-461: Poliéster autolaminado			
M21-375-461	Negro sobre blanco	9,53	6,40
M21-500-461	Negro sobre blanco	12,70	6,40
M21-750-461	Negro sobre blanco	19,05	6,40

Etiquetas de vinilo para etiquetado general

- Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvadas
- Recomendado para equipamiento, estantes, armarios e identificación general de laboratorio



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-595: Vinilo			
M21-375-595-BL	Blanco sobre azul	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Blanco sobre azul	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Blanco sobre azul	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Blanco sobre marrón	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Blanco sobre marrón	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Blanco sobre marrón	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Blanco sobre morado	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Blanco sobre morado	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Blanco sobre morado	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Blanco sobre negro	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Blanco sobre negro	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Blanco sobre negro	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Blanco sobre rojo	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Blanco sobre rojo	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Blanco sobre verde	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Blanco sobre verde	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Blanco sobre verde	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Negro sobre amarillo	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Negro sobre amarillo	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Negro sobre blanco	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Negro sobre gris	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Negro sobre gris	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Negro sobre gris	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Negro sobre naranja	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Negro sobre naranja	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Negro sobre naranja	19,05	6,40

Etiquetas de poliéster resistentes a productos químicos para portaobjetos

- Resiste a la exposición breve al xileno, al DMSO y al etanol



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-488: Poliéster			
M21-375-488	Negro sobre blanco	9,53	6,40
M21-500-488	Negro sobre blanco	12,70	6,40
M21-750-488	Negro sobre blanco	19,05	6,40

Etiquetas de nailon para bolsas, frascos y tubos

- Etiqueta de tejido de nailon sencillo de manejar para superficies curvadas no rígidas



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)
B-499: Tejido de nailon			
M21-375-499	Negro sobre blanco	9,53	4,90
M21-500-499	Negro sobre blanco	12,70	4,90
M21-750-499	Negro sobre blanco	19,05	4,90

i Para obtener más información acerca de estos materiales, visite www.bradyeurope.com.

BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

África	+27 11 704 3295	Italia	+39 02 26 00 00 22
Alemania	+49 (0) 6103 7598 660	Noruega	+47 70 13 40 00
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Oriente Medio	+971 4881 2524
Dinamarca	+45 66 14 44 00	Reino Unido e Irlanda	+44 (0) 1295 228 288
España y Portugal	+34 900 902 993	Rumania	+40 21 202 3032
Europa Central y del Este	+421 2 3300 4800	Rusia	+7 495 225 93 62
Francia	+33 (0) 3 20 76 94 48	Suecia	+46 (0) 8 590 057 30
Hungría	+36 23 500 275	Turquía	+90 212 264 02 20

Su distribuidor de Brady

28/04/2014
EUR-M-437-ES

